




Draadloos massageapparaat

NL/BE – Handleiding – Draadloos massageapparaat

EN – User manual – Handheld massager

FR/BE – Manuel d'utilisation – L'appareil de massage sans fil

AU1003078



Index

NL/BE – Handleiding	3
EN – User manual	12
FR/BE – Manuel d’utilisation	21

NL/BE – Handleiding

Voorwoord

Over dit document

Deze handleiding bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het product. Zorg ervoor dat je de instructies in deze handleiding volledig gelezen en begrepen hebt voordat je het product installeert of gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Oorspronkelijke instructies

Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Nederlands. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke Nederlandse handleiding.

Service en garantie

Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, neem dan contact op met onze klantenservice via service@auronic.nl.

Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen wanneer er beroep wordt gedaan op de garantie. Productdefecten moeten binnen 2 jaar na aankoopdatum worden gemeld bij ons. Let op, de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Inhoudsopgave

1. Introductie	5
1.1 Beoogd gebruik	5
1.2 Productoverzicht	5
1.3 Productspecificaties	6
1.4 Inhoud verpakking	6
2. Veiligheid	7
3. Instructies voor gebruik	9
3.1 Bediening	9
4. Probleemoplossing	10
5. Onderhoud en reiniging	11
6. Opslag	11
7. Weggoaien en recyclen	11
7.1 Afvoeren	11
7.2 Elektrisch apparaat	11
8. Disclaimer	11

1. Introductie

Bedankt dat je hebt gekozen voor een Auronic product! Volg altijd de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik.


1.1 Beoogd gebruik

Een massageapparaat is bedoeld om spanning in spieren te verlichten en doorbloeding te verbeteren. Dit apparaat helpt bij het herstel van spieren na lichamelijke inspanning. Het biedt ook verlichting bij pijn door het stimuleren van de plekken op het lichaam die ongemak veroorzaken. Het apparaat kan gebruikt worden om stress te verminderen, omdat het een ontspannend effect heeft op het lichaam en de geest. Het kan worden ingezet voor verschillende delen van het lichaam, zoals rug, benen, nek en schouders. Het draagt bij aan het welzijn door ontspanning te bevorderen en het comfort te verhogen.

De leverancier is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het beoogde gebruik ervan. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor je veiligheid en garantie.

1.2 Productoverzicht

1. Massagekop
2. Bedieningspaneel
3. Handvat



1.3 Productspecificaties

Afmeting	38,2 x 7,5 x 11,5 cm
Gewicht	1,15 kg
Spanning	220-240V AC
Stroomsterkte	0.5A
Frequentie	50/60Hz
Input apparaat	9V DC 1A
Vermogen	12W
Batterij	2 PCS 18650 2600mAh
Accu levensduur	140 min. wanneer compleet opgeladen
Oplaadtijd	3,5 uur Let op: het massage-apparaat kan niet gebruikt worden tijdens het opladen.
Pulsen per minuut	3600

1.4 Inhoud verpakking

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt het product beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde onderdelen en verpakking om je klacht te onderbouwen.

- 1x Draadloos massageapparaat
- 1x Handleiding
- 1x 3-Punts intensieve massagekop
- 1x 3-Punts massagekop
- 1x Ronde massagekop
- 1x Gebogen massagekop
- 1x 1-punts massagekop
- 1x oplader

2. Veiligheid



WAARSCHUWING!

Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!



Lees voor gebruik de handleiding en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door. Volg de instructies op en bewaar de handleiding voor de toekomst. De leverancier is niet verantwoordelijk voor het niet opvolgen van de veiligheidsinformatie over het gebruik en de omgang met het product of schade aan eigendommen of persoonlijk letsel.



GEVAAR

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die ernstige verwondingen, schade of de dood kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Dompel het product, de stroomkabel of de stekker niet onder in water. Als er toch water in of op het product komt, zet het product dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice.
- Gebruik het product niet als je vermoedt dat de stroomkabel of de stekker beschadigd zijn, om een elektrische schok te voorkomen. Een beschadigde stroomkabel of stekker moet gerepareerd of vervangen worden door een professional (een geautoriseerde distributeur).
- Haal de stekker van het product niet uit het stopcontact door aan de stroomkabel te trekken. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Komt er zwarte rook uit het product, haal de stekker dan onmiddellijk uit het stopcontact. Wacht tot de rook weg is voordat je de inhoud van het product verwijdert en neem contact op met onze klantenservice.



- Als de batterijen/accu's lekken, vermijd dan contact met de huid, ogen, open huid of wonden. Draag handschoenen. In geval van accidentele blootstelling aan batterijvloeistof, spoel de getroffen gebieden met veel schoon water en roep onmiddellijk medische hulp in. Verwijder de lege batterijen/accu's onmiddellijk uit het product, aangezien er een verhoogd risico op zuurlekkage bestaat.
- Breek het batterij-/accupakket niet en haal deze niet uit elkaar.



WAARSCHUWING

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die verwondingen of schade kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Als je het product te lang op dezelfde plaats houdt, kan dit pijnlijk zijn en tot brandwonden leiden.
- Als het oppervlak van het product gebarsten is, zet het product dan uit om een elektrische schok te voorkomen.
- Laad de accu minstens één keer per maand volledig op om schade aan de accu te voorkomen.
- Laad de accu niet op met een ander type lader dan het oplaadstation dat bij het product is geleverd.



PAS OP

Deze categorie bevat waarschuwingen waar extra op gelet moet worden om situaties te voorkomen die kleine verwondingen of schade kunnen veroorzaken.

- Gebruik het product niet in combinatie met massageolie, lotion, zalven etc. Dit kan schade aan het product veroorzaken.

3. Instructies voor gebruik








LET OP!

- ◊ Laad het product op voor gebruik. Het laadlampje is rood wanneer het product aan het opladen is en groen als het opgeladen is.
- ◊ Het product is uitgerust met een automatische nooduitschakeling. Na 20 minuten schakelt het product automatisch uit.
- ◊ Als je een te hoge druk uitoefent stopt het product automatisch.

3.1 Bediening

1. Kies de gewenste massagekop en bevestig deze aan het product.

	3-punts intensieve massagekop Zachte, diepe massage voor een groter oppervlak.
	3-punts massagekop Zachte, diepe massage.
	Ronde massagekop Krachtige algemene punten massage.
	Gebogen massagekop Arm- en beenmassage.
	1-punts massagekop Gecentreerde trigger-point-massage.

2. Druk op de aan-/uitknop om het product aan te zetten. Het lampje gaat groen branden als het product aan staat.

- Kies de gewenste stand door op de “mode”- knop te drukken en kies de gewenste snelheid.

Modus	Interval Standen Instelling Stand 1: Continue pulsen Stand 2: 2 seconden pulsen Stand 3: 1 seconde pulsen Stand 4: 2 pulsen per seconde
+	Verhoog massagekracht
-	Verlaag massagekracht
- Zet het product uit als je het (een langere tijd) niet gebruikt. Laad het product elke maand op om te zorgen dat de batterijen langer meegaan.

4. Probleemoplossing

Als tijdens het gebruik van het product de volgende problemen optreden, raadpleeg dan onderstaande tabel om een oplossing te vinden. Als de problemen niet kunnen worden opgelost aan de hand van deze opties, neem dan contact op met onze klantenservice.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het product werkt niet.	De batterij is leeg.	Laad het product op. De aan-/ uitknop licht groen op als het product is opgeladen.
	Het product heeft een storing.	Reset het product door het uit te zetten, ongeveer 3 seconden op te laden en weer aan te zetten.
Het product gaat wel aan, maar masseert niet.	Het duurt ongeveer 3 seconden voor het product begint met masseren.	Wacht 3 seconden tot het product begint met masseren.
		Als het product na 3 seconden niet start met masseren, zet je het product uit en neem je contact op met de klantenservice.

5. Onderhoud en reiniging



LET OP!

- ◊ Haal het product uit de oplader voor je hem schoonmaakt.

Reinig het product met een vochtige, schone doek en maak hem goed droog. Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen.

6. Opslag

Bewaar het product op een droge, schone plek. Bewaar het product niet in extreem hoge of lage temperaturen.

7. Weggooien en recycleren

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Je kunt bij je gemeente terecht voor alle informatie over de mogelijkheden voor het afvoeren van afgedankte producten.

7.1 Afvoeren



Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever hem in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recycleren.



Voer de verpakking en de accessoires af conform de milieuvoorschriften die gelden in jouw gemeente. Let op de symbolen op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze – indien nodig – gescheiden af. De verpakkingsmaterialen zijn voorzien van letters en cijfers: 1-7: plastic, 20-22: papier en karton, 80-98 composietmaterialen.

7.2 Elektrisch apparaat



Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Deze richtlijn stelt dat je dit product aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huisvuil af mag laten voeren, maar het moet inleveren op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recycleren.

8. Disclaimer

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

EN – User manual

Foreword

About this document

This manual contains all the information for correct, efficient and safe use of the product. Make sure you have fully read and understood the instructions in this manual before installing or using the product. Keep this manual for future use.

Original Instructions

This manual was originally written in Dutch. All other languages are translations of the original Dutch manual.

Service and warranty

If you need service or information regarding your product, please contact our customer service at service@auronic.nl.

We provide a 2-year warranty on our products. Customer must be able to show proof of purchase when claiming warranty. Product defects must be reported to us within 2 years from the date of purchase. Please note that the warranty does not apply: for damage caused by improper use or repair; for parts subject to wear and tear; for defects known to the customer at the time of purchase; for defects caused by the customer's own fault, for damage caused by third parties.

Table of contents

1. Introduction	14
1.1 Intended use	14
1.2 Product overview	14
1.3 Product specifications	15
1.4 Contents of package	15
2. Safety	16
3. Instructions for use	17
3.1 Operation	18
4. Troubleshooting	19
5. Maintenance and cleaning	19
6. Storage	19
7. Disposal and recycle	19
7.1 Disposal	20
7.2 Electric appliance	20
8. Disclaimer	20

1. Introduction

Thank you for choosing a Auronic product! Please always follow the instructions for safe usage.


1.1 Intended use

A massage device is designed to relieve tension in muscles and improve blood flow. This device helps muscles recover after physical exertion. It also provides relief from pain by stimulating areas on the body that cause discomfort. The device can be used to reduce stress as it has a relaxing effect on the body and mind. It can be used for different parts of the body, such as back, legs, neck and shoulders. It contributes to well-being by promoting relaxation and increasing comfort.

The supplier is released from liability for any injury or damage caused by using the product beyond its intended use. Any modification of the product may affect your safety and warranty.

1.2 Product overview

1. Massage head
2. Control panel
3. Handle



1.3 Product specifications

Dimension	38,2 x 7,5 x 11,5 cm
Weight	1,15 kg
Voltage	220-240V AC
Current	0.5A
Frequency	50/60Hz
Input device	9V DC 1A
Power	12W
Battery	2 PCS 18650 2600mAh
Battery life	140 min when fully charged
Charging time	3.5 hours Please note that the massage device cannot be used while charging.
Pulses per minute	3600

1.4 Contents of package

When receiving your shipment, make sure that the contents are consistent with the packing list. Notify your distributor of any missing items. If the equipment appears to be damaged, file a claim immediately with the carrier and notify your distributor at once, giving a detailed description of any damage. Save the damaged parts and packing container to substantiate your claim.

- 1x Handheld massager
- 1x User manual
- 1x 3-point intensive massage head
- 1x 3-point massage head
- 1x Round massage head
- 1x curved massage head
- 1x 1-point massage head
- 1x charger

2. Safety



WARNING!

Please ensure that the packaging is kept out of the reach of children! Risk of suffocation!



Before use, read the manual and safety information carefully. Follow the instructions and keep the manual for future reference. The supplier is not responsible for failure to follow the safety information on the use and handling of the product or damage to property or personal injury.



DANGER

This category contains warnings for situations that could cause serious injury, damage or death if not avoided.

- Do not immerse the product, power cord or plug in water. If water does get inside or on the product, turn off the product immediately and contact our customer service department.
- To avoid electric shock, do not use the product if you suspect the power cord or plug is damaged. A damaged power cord or plug should be repaired or replaced by a professional (an authorized distributor).
- Do not unplug the product by pulling the power cord. This may cause fire or electric shock.
- If black smoke comes out of the product, unplug the product immediately. Wait until the smoke is gone before removing the contents of the product and contact our customer service department.
- If batteries/batteries leak, avoid contact with skin, eyes, open skin or wounds. Wear gloves. In case of accidental exposure to battery fluid, flush affected areas with plenty of clean water and seek medical attention immediately. Remove dead batteries/batteries from the product immediately as there is an increased risk of acid leakage.
- Do not break or disassemble the battery/battery pack.



**WARNING**

This category contains warnings for situations that could cause injury or damage if not avoided.

- Holding the product in the same place for too long can be painful and lead to burns.
- If the surface of the product is cracked, turn off the product to avoid electric shock.
- Fully charge the battery pack at least once a month to prevent battery damage.
- Do not charge the battery pack with any type of charger other than the charging station provided with the product.

**CAUTION**

This category contains warnings that require extra attention to avoid situations that could cause minor injuries or damage.

- Do not use the product in combination with massage oil, lotion, ointments, etc. This may cause damage to the product.






3. Instructions for use

**ATTENTION!**

- ◇ Charge the product before use. The charging light is red when the product is charging and green when it is charged.
- ◇ The product is equipped with an automatic emergency shutdown. After 20 minutes, the product automatically shuts off.
- ◇ If you apply too much pressure, the product automatically stops.

3.1 Operation

1. Select the desired massage head and attach it to the product.

	3-point intensive massage head Gentle, deep massage for a larger area.
	3-point massage head Gentle, deep massage.
	Round massage head Powerful general points massage.
	Curved massage head Arm and leg massage.
	1-point massage head Centered trigger-point massage.

2. Press the power button to turn the product on. The light will turn green when the product is on.
3. Select the desired mode by pressing the “mode” button and choose the desired speed.

Mode	Interval Mode Setting Setting 1: Continuous pulses Mode 2: 2 second pulses Setting 3: 1 second pulses Setting 4: 2 pulses per second
+	Increase massage force
-	Decrease massage force

4. Turn the product off if you are not using it (for an extended period of time). Charge the product every month to ensure longer battery life.

4. Troubleshooting

If the following problems occur while using the product, refer to the table below to find a solution. If the problems cannot be solved using these options, please contact our customer service.

Problem	Cause	Solution
The product does not work.	The battery is flat.	Charge the product. The power button lights green when the product is charged.
	The product has a malfunction.	Reset the product by turning it off, charging for about 3 seconds and turning it back on.
The product turns on, but does not massage.	It takes about 3 seconds for the product to start massaging.	Wait 3 seconds for the product to start massaging.
		If the product does not start massaging after 3 seconds, turn off the product and contact customer service.

5. Maintenance and cleaning



ATTENTION!

- ◇ Remove the product from the charger before cleaning it.

Clean the product with a damp, clean cloth and dry it thoroughly. Do not use abrasive or harsh cleaning agents.

6. Storage

Store the product in a clean and dry place. Do not store the product in extreme high or extreme low temperatures.

7. Disposal and recycle

Think about the environment and contribute to a cleaner living environment! You can contact your local council for all information on disposal options for discarded products.

7.1 Disposal



At the end of its life, do not dispose of the product with normal household waste, but hand it in at a government designated collection point for recycling.



Dispose of the packaging and accessories in accordance with the environmental regulations in force in your local council. Pay attention to the symbols on the different packaging materials and - if necessary - dispose of them separately. The packaging materials are marked with letters and numbers: 1-7: plastic, 20-22: paper and cardboard, 80-98 composite materials.

7.2 Electric appliance



The symbol shown here with the crossed-out garbage can indicates that this product is subject to European Directive (EU) 2012/19/EU. This directive states that at the end of its service life, you must not dispose of this product with normal household waste, but hand it in at a government designated collection point for recycling.

8. Disclaimer

Changes reserved; specifications are subject to change without stating grounds for doing so.

FR/BE – Manuel d'utilisation

Avant-propos

À propos de ce document

Ce manuel contient toutes les informations nécessaires à une utilisation correcte, efficace et sûre du produit. Assurez-vous d'avoir bien lu et compris les instructions de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure.

Instructions originales

Ce manuel a été rédigé à l'origine en néerlandais. Toutes les autres langues sont des traductions du manuel original en néerlandais.

Service et garantie

Si vous avez besoin d'un service ou d'une information concernant votre produit, veuillez contacter notre service clientèle via service@auronic.nl.

Nous offrons une garantie de 2 ans sur nos produits. Pour obtenir un service pendant la période de garantie, le produit doit être retourné avec une preuve d'achat. Les défauts du produit doivent être signalés dans un délai de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas : les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une réparation incorrecte ; les pièces d'usure ; les défauts dont le client avait connaissance au moment de l'achat ; les dommages ou défauts causés par la négligence du client ; les dommages ou défauts causés par des tiers. Les pièces de rechange pour ce produit sont disponibles pendant 2 ans après la date de l'achat.

Table des matières

1. Introduction	23
1.1 Utilisation prévue	23
1.2 Description du produit	23
1.3 Spécifications du produit	24
1.4 Contenu de l’emballage	24
2. Sécurité	25
3. Mode d’emploi	27
3.1 Fonctionnement	27
4. Résolution des problèmes	28
5. Entretien et nettoyage	28
6. Stockage	29
7. Élimination et recyclage	29
7.1 Élimination	29
7.2 Appareils électriques	29
8. Clause de non-responsabilité	29

1. Introduction

Merci d'avoir choisi un produit Auronic ! Suivez toujours les instructions pour garantir une utilisation en toute sécurité.


1.1 Utilisation prévue

Un appareil de massage est conçu pour soulager la tension dans les muscles et améliorer la circulation sanguine. Cet appareil aide les muscles à récupérer après un effort physique. Il soulage également la douleur en stimulant les zones du corps qui causent de l'inconfort. L'appareil peut être utilisé pour réduire le stress car il a un effet relaxant sur le corps et l'esprit. Il peut être utilisé pour différentes parties du corps, telles que le dos, les jambes, le cou et les épaules. Il contribue au bien-être en favorisant la relaxation et en augmentant le confort.

Le fournisseur est dégagé de toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages causés par l'utilisation du produit au-delà de l'usage prévu. Toute modification du produit peut affecter votre sécurité et la garantie.

1.2 Description du produit

1. Tête de massage
2. Panneau de contrôle
3. Poignée



1.3 Spécifications du produit

Dimensions	38,2 x 7,5 x 11,5 cm
Poids	1,15 kg
Tension	220-240V AC
Courant	0.5A
Fréquence	50/60Hz
Dispositif d'entrée	9V DC 1A
Puissance	12W
Batterie	2 PCS 18650 2600mAh
Durée de vie de la batterie	140 min à pleine charge
Temps de charge	3,5 heures Note : l'appareil de massage ne peut pas être utilisé pendant la charge.
Impulsions par minute	3600

1.4 Contenu de l'emballage

Vérifiez que le contenu du colis correspond au bordereau d'expédition lorsque vous recevez l'envoi. Informez votre fournisseur si des pièces sont manquantes. Si le produit semble endommagé, déposez immédiatement une plainte auprès du transporteur et donnez au fournisseur une description détaillée des dommages. Conservez les pièces endommagées et l'emballage pour étayer votre plainte.

- 1x L'appareil de massage sans fil
- 1x Manuel d'utilisation
- 1x tête de massage intensif 3 points
- 1x Tête de massage 3 points
- 1x Tête de massage ronde
- 1x Tête de massage incurvée
- 1x Tête de massage à 1 point
- 1x chargeur

2. Sécurité



ATTENTION !

Veillez à ce que le matériel d'emballage ne tombe pas entre les mains des enfants. Ils pourraient s'étouffer avec !



Avant toute utilisation, lisez attentivement le manuel et les informations relatives à la sécurité. Suivez les instructions et conservez le manuel pour vous y référer ultérieurement. Le fournisseur n'est pas responsable du non-respect des consignes de sécurité relatives à l'utilisation et à la manipulation du produit, ni des dommages matériels ou corporels.



DANGER

Cette catégorie contient des avertissements relatifs à des situations susceptibles de provoquer des blessures graves, des dommages ou la mort si elles ne sont pas évitées.

- Ne pas immerger le produit, le câble d'alimentation ou la prise dans l'eau. Si de l'eau pénètre à l'intérieur ou sur le produit, éteignez-le immédiatement et contactez notre service clientèle.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas le produit si vous pensez que le câble d'alimentation ou la fiche est endommagé(e). Un câble d'alimentation ou une fiche endommagé(e) doit être réparé(e) ou remplacé(e) par un professionnel (un distributeur agréé).
- Ne débranchez pas le produit en tirant sur le câble d'alimentation. Cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.
- Si de la fumée noire s'échappe du produit, débranchez-le immédiatement. Attendez que la fumée ait disparu avant de retirer le contenu de l'appareil et de contacter notre service clientèle.



- En cas de fuite des piles/batteries, éviter tout contact avec la peau, les yeux, la peau ouverte ou les plaies. Portez des gants. En cas d'exposition accidentelle au liquide des piles, rincez abondamment les zones touchées à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin. Retirez immédiatement les piles/batteries vides du produit, car il y a un risque accru de fuite d'acide.
- Ne pas casser ou démonter la batterie/le bloc-batterie.



AVERTISSEMENT

Cette catégorie contient des avertissements relatifs à des situations susceptibles de provoquer des blessures ou des dommages si elles ne sont pas évitées.

- Tenir le produit au même endroit pendant trop longtemps peut être douloureux et entraîner des brûlures.
- Si la surface de l'appareil est fissurée, éteignez-le pour éviter tout choc électrique.
- Chargez complètement la batterie au moins une fois par mois pour éviter de l'endommager.
- Ne chargez pas la batterie avec un autre type de chargeur que la station de charge fournie avec le produit.



ATTENTION

Cette catégorie contient des avertissements qui requièrent une attention particulière afin d'éviter des situations qui pourraient causer des blessures mineures ou des dommages.

- Ne pas utiliser le produit en combinaison avec une huile de massage, une lotion, une pommade, etc. Cela pourrait endommager le produit.

3. Mode d'emploi



ATTENTION!

- ◊ Chargez le produit avant de l'utiliser. Le voyant de charge est rouge lorsque le produit est en cours de charge et vert lorsqu'il est chargé.
- ◊ Le produit est équipé d'un système d'arrêt d'urgence automatique. Après 20 minutes, le produit s'éteint automatiquement.
- ◊ Si vous exercez une pression trop forte, l'appareil s'arrête automatiquement.

3.1 Fonctionnement

1. Choisissez la tête de massage souhaitée et fixez-la au produit.

	Tête de massage intensif à 3 points Massage doux et profond sur une plus grande surface.
	Tête de massage à 3 points Massage doux et profond.
	Tête de massage ronde Puissant massage général des points.
	Tête de massage incurvée Massage des bras et des jambes.
	Tête de massage 1 point Massage centré sur les points de déclenchement.

2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le produit. Le voyant devient vert lorsque le produit est allumé.
3. Sélectionnez le mode désiré en appuyant sur le bouton «mode» et choisissez la vitesse désirée.

Mode	Réglage du mode d'intervalle Position 1 : Impulsions continues Position 2 : Impulsions de 2 secondes Position 3 : impulsions d'une seconde Réglage 4 : 2 impulsions par seconde
+	Augmenter la force de massage
-	Diminuer la force de massage

4. Éteignez le produit si vous ne l'utilisez pas (pendant une longue période). Rechargez le produit tous les mois pour que les piles durent plus longtemps.

4. Résolution des problèmes

Si les problèmes suivants surviennent lors de l'utilisation du produit, reportez-vous au tableau ci-dessous pour trouver une solution. Si les problèmes ne peuvent être résolus à l'aide de ces options, veuillez contacter notre service clientèle.

Problème	Cause	Solution
Le produit ne fonctionne pas.	La batterie est déchargée.	Chargez le produit. Le bouton d'alimentation s'allume en vert lorsque le produit est chargé.
	Le produit présente un dysfonctionnement.	Réinitialisez le produit en l'éteignant, en le chargeant pendant environ 3 secondes et en le rallumant.
Le produit s'allume, mais ne masse pas.	Il faut environ 3 secondes pour que le produit commence à masser.	Attendez 3 secondes pour que le produit commence à masser.
		Si le produit ne commence pas à masser après 3 secondes, éteignez le produit et contactez le service clientèle.

5. Entretien et nettoyage



ATTENTION!

- Retirez le produit du chargeur avant de le nettoyer.

Nettoyez le produit avec un chiffon humide et propre et séchez-le bien. Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou agressifs.

6. Stockage

Stockez le produit dans un endroit sec et propre. Ne stockez pas le produit à des températures extrêmement élevées ou basses.

7. Élimination et recyclage

Pensez à l'environnement et contribuez à un cadre de vie plus propre ! Vous pouvez contacter votre municipalité pour obtenir toutes les informations sur les possibilités d'élimination des produits mis au rebut.

7.1 Élimination



En fin de vie, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte désigné par le gouvernement pour qu'il soit recyclé.



L'emballage et les accessoires doivent être éliminés conformément à la réglementation environnementale en vigueur dans votre commune. Faites attention aux symboles apposés sur les différents matériaux d'emballage et, le cas échéant, mettez-les au rebut séparément. Les matériaux d'emballage sont étiquetés avec des lettres et des chiffres : 1-7 : plastique, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.

7.2 Appareils électriques



Le symbole ci-contre avec la poubelle barrée indique que ce produit est soumis à la directive européenne (UE) 2012/19/EU. Cette directive stipule qu'à la fin de sa durée de vie, vous ne devez pas vous débarrasser de ce produit avec les déchets ménagers ordinaires, mais le déposer dans un point de collecte désigné par le gouvernement en vue de son recyclage.

8. Clause de non-responsabilité

Sous réserve de modifications ; les spécifications peuvent être modifiées sans justification.

AU1003078

