



Elektrische bovendeken

NL/BE - Handleiding - Elektrische bovendeken

EN - User manual - Electric overblanket

FR/BE - Manuel d'utilisation - Couverture électrique

DE - Benutzerhandbuch - Elektrische Überdecke

**AU1003327 / AU1003328 / AU1003329 / AU1003330 / AU1003331 /
AU1003332 / AU1003333 / AU1003334 / AU1003335 / AU1003336 /
AU1003410 / AU1003411 / AU1003498 / AU1003499 / AU1003500 /
AU1003501 / AU1003517 / AU1003518 / AU1003519 / AU1003520**

Scan voor online handleiding

Scan for online user manual

Recherche d'un manuel en ligne

Scannen für Online-Handbuch



NL – Handleiding

Voorwoord

Over dit document

Deze handleiding bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het product. Zorg ervoor dat je de instructies in deze handleiding volledig gelezen en begrepen hebt voordat je het product installeert of gebruikt. Gebruik het product alleen zoals beschreven en alleen voor de genoemde doeleinden. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Over ons

Maak kennis met **Auronic**, de drijvende kracht achter jouw elektronische ervaringen. Auronic omarmt de essentie van innovatie en functionaliteit, en brengt een scala aan elektronica die naadloos integreert in jouw dagelijks leven.

Met handige steelstofzuigers die elk hoekje van je huis moeiteloos schoonmaken, geavanceerde luchtontvochtigers die zorgen voor een frisse leefomgeving, en slimme computeraccessoires die je productiviteit verhogen, biedt Auronic alles voor technologisch comfort in huis.

Onze producten zijn niet alleen van topkwaliteit, maar ook ontworpen met oog voor stijl en functionaliteit. Auronic streeft naar de perfecte combinatie van hedendaagse innovatie en kwaliteit, zodat iedereen kan genieten van het gemak van moderne technologie.

Bekijk onze producten op www.auronic.nl.

auronic

Inhoudsopgave

1. Veiligheid	5
2. Introductie	10
2.1 Beoogd gebruik	10
2.2 Productoverzicht	10
2.3 Productspecificaties	11
2.4 Inhoud verpakking	11
3. Instructies voor gebruik	12
3.1 Hoe te gebruiken	12
3.2 Oververhittingsbeveiliging	12
4. Probleemoplossing	13
5. Onderhoud en reiniging	14
5.1 Handwas	14
5.2 Vlekken reinigen	14
5.3 Drogen	14
5.4 Wasmachine	15
6. Opslag	15
7. Weggoaien en recyclen	16
7.1 Weggoaien	16
7.2 Elektrisch apparaat	16
8. Service en garantie	17
8.1 Voorwaarden van de garantie	17
8.2 Garantietermijn	17
8.3 Niet gedekt onder de garantie	17
8.4 Aanspraak maken op de garantie	18
9. Disclaimer	18

1. Veiligheid



WAARSCHUWING!

Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!



Lees voor gebruik de handleiding en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door. Volg de instructies op en bewaar de handleiding voor de toekomst. De verkoper is niet verantwoordelijk voor het niet opvolgen van de veiligheidsinformatie over het gebruik en de omgang met het product of schade aan eigendommen of persoonlijk letsel.

	Niet met naalden steken		Wassen op 40°C met het fijnwasprogramma
	Niet gebruiken als het gevouwen of opgerold is		Niet bleken
	Niet gebruiken onder 3 jaar		Niet in de droger
	Niet strijken		Niet droogreinen



GEVAAR

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die ernstige verwondingen, schade of de dood kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Gebruik het apparaat niet in de buurt van een bad, douche, zwembad of (was)bak gevuld met water. Raak het apparaat en het stroomsnoer niet met natte handen aan. 
- Dompel het apparaat, de stroomkabel of de stekker niet onder in water. 
- Laat huisdieren of kleine kinderen niet op het netsnoer kauwen om een elektrische schok te voorkomen. 
- Komt er zwarte rook uit het apparaat, haal de stekker dan onmiddellijk uit het stopcontact. 
- Als het oppervlak van het apparaat gebarsten is, zet dan het apparaat uit om een elektrische schok te voorkomen. 
- Gebruik het apparaat niet als je vermoedt dat de stroomkabel of de stekker beschadigd zijn, om een elektrische schok te voorkomen. 
- Gebruik geen verlengsnoer. Zorg ervoor dat het apparaat op een geaard stopcontact is aangesloten. 
- Laat het apparaat nooit onbeheerd als hij in gebruik is.
- Kinderen jonger dan 3 jaar mogen dit apparaat niet gebruiken vanwege hun vermogen om te reageren op oververhitting. 
- Het apparaat mag niet gebruikt worden bij personen die ongevoelig zijn voor warmte.
- Als er brandwonden ontstaan, laat dan onmiddellijk lauw water over het getroffen lichaamsdeel lopen.

- Gebruik het apparaat niet op plekken die gevoelig zijn voor hitte. Dit kan leiden tot brandwonden!
- Langdurig gebruik op een hoge stand kan leiden tot brandwonden.



WAARSCHUWING

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die verwondingen of schade kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Gebruik het apparaat niet als je moe bent, medicijnen ingenomen hebt of alcohol gedronken hebt.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van je ogen of andere gevoelige gebieden.
- Als je pijn of ongemakken ervaart tijdens gebruik van het apparaat, stop dan direct en raadpleeg je arts.
- Raadpleeg een arts voordat je het apparaat gebruikt als je onverklaarbare pijn hebt, een medische behandeling ondergaat.
- Gebruik het apparaat niet of raadpleeg een arts voor gebruik als je zwanger bent.
- Het reinigen en onderhouden van het apparaat mag niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Laat de stekker niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Dek het controlepaneel niet af als het aanstaat. Dit kan tot brandgevaar, een elektrische schok, persoonlijk letsel of schade aan het apparaat leiden.
- Gebruik het apparaat niet als deze gevouwen of gekreukt is.



- Gebruik het apparaat niet langer dan 10 uur achter elkaar.
- Haal de stekker uit het stopcontact en zet het apparaat uit wanneer je het niet gebruikt of schoonmaakt. 
- Zorg dat je niet over de kabel struikelt. 
- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je hem opvouwt en opbergt.
- Als de stroom tijdens het gebruik uitvalt, zet het apparaat dan direct uit en haal de stekker uit het stopcontact. 
- Gebruik geen accessoires die niet aangeboden worden door de leverancier.
- Haal het apparaat niet uit elkaar. laat onderhoud over aan geautoriseerd personeel. 
- Controleer zowel netsnoer als stekker regelmatig op schade. 



PAS OP

Deze categorie bevat waarschuwingen waar extra op gelet moet worden om situaties te voorkomen die kleine verwondingen of schade kunnen veroorzaken.

- Gebruik en bewaar het apparaat zo dat de kabels niet beschadigd kunnen raken. 
- Plaats het apparaat nooit op of over het hoofd.
- Bevestig geen veiligheidsspelden of scherpe objecten aan het apparaat. 
- Gebruik het apparaat niet op een verstelbaar bed tenzij het vrij ligt en niet kan kreuken.
- Het apparaat is alleen geschikt voor binnenshuis. Gebruik buitenshuis kan schade veroorzaken. 

- Controleer voor elk gebruik op schade of slijtage van onderdelen en vervang ze indien nodig.
- Als het apparaat niet goed functioneert of beschadigd is, gebruik het niet en raadpleeg klantenservice.
- Het apparaat mag door kinderen vanaf 3 jaar gebruikt worden mits goed begeleid.
- Het apparaat is niet geschikt voor dieren.
- Gebruik het apparaat niet als vervanging van medische behandeling.
- Het apparaat mag alleen aangesloten worden op een geaard 220-240V stopcontact.
- Laat de kabels niet over tafels, warme oppervlakken of onder tapijten lopen.
- Stop de kabels niet onder tapijten of dekens.



2. Introductie

Bedankt dat je hebt gekozen voor een Auronic product! Volg altijd de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik.


2.1 Beoogd gebruik

Het beoogd gebruik van een elektrische bovendeken is om extra warmte en comfort te bieden tijdens koude nachten. Dit deken wordt over de bestaande beddengoedlagen geplaatst en verwarmt het bedoppervlak, waardoor je in een voorverwarmd en comfortabel bed kunt stappen. Dit helpt energie te besparen door de noodzaak voor hogere kamerthermostaatinstellingen te verminderen. Het bovendeken heeft instelbare temperatuurregelaars om de gewenste warmte te selecteren en bevat vaak veiligheidssystemen om oververhitting te voorkomen. Het biedt ook therapeutische voordelen zoals pijnverlichting en spierontspanning.

De verkoper is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het beoogde gebruik ervan. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor je veiligheid en garantie.

2.2 Productoverzicht

1. Bovendeken
2. Stroompunt
3. Contactpunt stekker
4. Stroomstekker
5. Display warmtestand
6. Display timer
7. Timer keuzeknop
8. Aan-/uitknop
9. Warmtestand keuzeknop
10. Stroomkabel



2.3 Productspecificaties

Modelnummer	AUI003327 / AUI003328 / AUI003329 / AUI003330 / AUI003331 / AUI003410 / AUI003411 / AUI003517 / AUI003518	AUI003332 / AUI003333 / AUI003334 / AUI003335 / AUI003336 / AUI003500 / AUI003501 / AUI003519 / AUI003520	AUI003498 / AUI003499
Afmetingen	180 x 130 cm	200 x 180 cm	160 x 120 cm
Gewicht	2 kg	2,9 kg	2,1 kg
Spanning	220-240V AC		
Stroomverbruik in standby-stand	0.26W		
Frequentie	50/60Hz		
Vermogen	160W	200W	160W

2.4 Inhoud verpakking

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de lijst hieronder. Licht de verkoper in als er onderdelen ontbreken. Lijkt het product beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de verkoper een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde onderdelen en verpakking om je melding te onderbouwen.

- 1x Elektrische bovendeken
- 1x Bedieningspaneel
- 1x Handleiding

3. Instructies voor gebruik

3.1 Hoe te gebruiken

1. Zorg ervoor dat de stroomstekker correct is aangesloten op het contactpunt stekker op het apparaat.
2. Steek de stekker in het stopcontact. De schermen op het bedieningspaneel geven gedurende 1 seconde "C" weer om een zelftest uit te voeren. Daarna gaan de schermen uit.
3. Houd de aan-/uitknop ingedrukt om het bedieningspaneel in te schakelen. Het apparaat staat standaard op warmtestand 5 en timertijd 1. De timertijd wordt in uren weergegeven.
4. Na een paar minuten zul je voelen dat het apparaat begint op te warmen. Als je meer warmte wilt, druk je op de warmtestand keuzeknop. Iedere keer dat je de knop indrukt verhoog je de warmtestand. Als je de hoogste stand (9) hebt bereikt, loopt de warmtestand bij iedere druk op de knop weer terug: 5-6-7-8-9-8-7-6-5-4-3-2-1-2-3-4-5.
5. Als je de timertijd wilt aanpassen, druk je op de timer keuzeknop. Iedere keer dat je de knop indrukt verhoog je de timertijd met een uur. Als je de hoogste stand (9) hebt bereikt, loopt de timertijd bij iedere druk op de knop weer terug: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Als je de knop ingedrukt houdt, kun je de timertijd sneller aanpassen.
6. Om het apparaat uit te schakelen houd je de aan-/uitknop ingedrukt tot de schermen uit gaan. Het apparaat zal geleidelijk aan afkoelen.

3.2 Oververhittingsbeveiliging

Om ervoor te zorgen dat het apparaat niet oververhit raakt, heeft het apparaat een veiligheidssysteem die ervoor zorgt dat het apparaat automatisch naar warmtestand 5 schakelt als je stand 6-9 langer dan 3 uur gebruikt. Als je alsnog een hogere warmtestand wilt, kun je de warmtestand handmatig aanpassen naar stand 6-9.

Wanneer de warmtestand automatisch naar stand 1 overschakelt, betekent dit dat het apparaat een hogere temperatuur meet in de gevouwen of gerimpelde delen. Het apparaat heeft deze situatie gedetecteerd en schakelt automatisch over naar een lager warmtestand om de veiligheid te garanderen. Het is noodzakelijk om het apparaat aan te passen en zoveel mogelijk uit te vouwen. Vervolgens kun je de warmtestand weer instellen op de gewenste stand en het apparaat kan normaal blijven werken.

Opmerking

- Aanpassingen in de warmtestand hebben geen invloed op de ingestelde timertijd.

4. Probleemoplossing

Als tijdens het gebruik van het product de volgende problemen optreden, raadpleeg dan onderstaande tabel om een oplossing te vinden. Als de problemen niet kunnen worden opgelost aan de hand van deze opties, neem dan contact op met onze klantenservice.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het scherm licht niet op terwijl: - het bedieningspaneel volledig is aangesloten op het apparaat, - de stekker is aangesloten op het stopcontact, - de schakelaar op 1, 2 of 3 staat	Het veiligheidssysteem schakelde het apparaat onomkeerbaar uit.	Neem contact op met onze klantenservice.

5. Onderhoud en reiniging



LET OP!

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact en verwijder het bedieningspaneel uit het apparaat door deze los te koppelen van de stroomaansluiting, voordat je het apparaat gaat reinigen.
- Het bedieningspaneel mag nooit in contact komen met water of andere vloeistoffen, anders kan het bedieningspaneel beschadigd raken. Gebruik een droge, pluisvrije doek om het bedieningspaneel schoon te maken. Gebruik geen chemische of schurende reinigingsmiddelen.
- Sluit het bedieningspaneel pas weer op het apparaat aan als het apparaat volledig droog is, anders kan het apparaat beschadigd raken. Schakel het apparaat in geen geval in om het te drogen, anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok.

5.1 Handwas

1. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen.
2. Ontkoppel de stekker en het bedieningspaneel van het apparaat.
3. Verwijder de waslabel voor het reinigen en bewaar deze op een veilige plek.
4. Was het apparaat met de hand. Gebruik lauw water en een mild wasmiddel en knijp het apparaat voorzichtig uit. Het apparaat kan eventueel in de wasmachine op 30°C met een lage centrifugering.
5. Spoel het apparaat een aantal keer om al het wasmiddel eruit te spoelen.
6. Laat het apparaat aan de lucht drogen, doe het apparaat niet in de droger, gebruik geen haardroger en strijk het apparaat niet.
7. Gebruik het apparaat alleen als hij weer compleet droog is.

5.2 Vlekken reinigen

1. Reinig de vlek met een spons met lauw water met een neutraal wolwasmiddel.
2. Reinig de vlek met een spons met schoon water.
3. Droog het apparaat met een droge handdoek.

5.3 Drogen

- Als het apparaat na het wassen nog vochtig is, vouw hem dan volledig uit in zijn oorspronkelijke vorm en leg hem plat op een droogrek om te drogen.
- Bevestig het apparaat niet aan waslijnen met wasknijpers of iets dergelijks, anders kan het apparaat beschadigd raken.

5.4 Wasmachine



LET OP!

- Houd er rekening mee dat te vaak in de wasmachine wassen invloed kan hebben op de levensduur van het apparaat. Wij adviseren daarom het apparaat gedurende zijn hele levensduur niet meer dan 5 keer in de wasmachine te wassen.

1. Was het apparaat op wol- of fijn wasprogramma in de wasmachine.
2. Laat de wasmachine 2 minuten draaien op maximaal 30°C.
3. Laat het apparaat volledig drogen voor gebruik.

6. Opslag



LET OP!

- Laat het apparaat afkoelen voordat je het vouwt, anders kan het apparaat beschadigd raken. Kreuk het apparaat niet door er voorwerpen op te leggen tijdens het bewaren.

Als je het apparaat niet gebruikt, raden we aan om het in de originele verpakking te bewaren. Verwijder het bedieningspaneel van het apparaat door het los te koppelen van de stroomaansluiting voordat je het opbergt.

Bewaar het apparaat op een droge, schone plek. Bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen.

7. Weggooien en recyclen

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Je kunt bij je gemeente terecht voor alle informatie over de mogelijkheden voor het afvoeren van afgedankte producten.

7.1 Weggooien



Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever hem in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.



Voer de verpakking en de accessoires af conform de milieuvorschriften die gelden in jouw gemeente. Let op de symbolen op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze – indien nodig – gescheiden af. De verpakkingsmaterialen zijn voorzien van letters en cijfers: 1-7: plastic, 20-22: papier en karton, 80-98 composietmaterialen.



Scheid afval in glas, papier en plastic voor recycling met Tri sélectif. Verminder stortplaatsafval en behoud natuurlijke hulpbronnen. Draag bij aan duurzaamheid door bewust te scheiden.

7.2 Elektrisch apparaat



Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Deze richtlijn stelt dat je dit product aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huisvuil af mag laten voeren, maar het moet inleveren op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

8. Service en garantie

Als je service nodig hebt of een vraag hebt over je product, neem dan contact op met onze klantenservice via service@auronic.nl.

Je krijgt 2 jaar garantie op dit product vanaf de datum waarop je het hebt gekocht. Als het product kapot gaat, heb je altijd recht op wettelijke bescherming via de verkoper. Deze garantie verandert niets aan die wettelijke rechten.

8.1 Voorwaarden van de garantie

De garantie gaat in op de dag dat je het product hebt gekocht. Bewaar daarom goed het originele aankoopbewijs of de e-mailbevestiging – dit is je bewijs van aankoop. Als het product binnen twee jaar na aankoop stukgaat door een materiaal- of fabricagefout, repareren of vervangen wij het product gratis. Hiervoor moet je:

- Contact opnemen met onze klantenservice via service@auronic.nl.
- Een kopie van het aankoopbewijs meesturen.
- Kort opschrijven wat het probleem is en wanneer het is ontstaan.

Als het defect onder de garantie valt, krijg je het gerepareerde of een nieuw product terug. De garantieperiode wordt daardoor niet verlengd of opnieuw gestart.

8.2 Garantietermijn

De garantie duurt 2 jaar. Deze periode wordt niet verlengd als je product is gerepareerd of vervangen. Zitten er bij het uitpakken al beschadigingen of gebreken aan het product? Meld dit dan meteen bij onze klantenservice. Reparatie of vervanging buiten de garantieperiode zijn niet gratis.

8.3 Niet gedekt onder de garantie

Het product is zorgvuldig gemaakt en getest. De garantie geldt alleen voor fouten in het materiaal of de productie. De volgende dingen vallen niet onder de garantie:

- Onderdelen die slijten door normaal gebruik.
- Breekbare onderdelen die beschadigd raken.
- Schade door verkeerd gebruik, onjuist onderhoud of als je het product hebt gebruikt op een manier die niet in de gebruiksaanwijzing staat.
- Gebruik voor zakelijke of commerciële doeleinden.
- Schade door misbruik, geweld of aanpassingen door anderen dan onze eigen serviceafdeling.

Lees de handleiding goed door en volg de aanwijzingen op.

8.4 Aanspraak maken op de garantie

Volg deze stappen voor een snelle afhandeling:

- Houd het aankoopbewijs, artikelnummer en EAN-code bij de hand.
- Je vindt het artikelnummer op het typeplaatje van het product, in de gebruiksaanwijzing (onderaan de titelpagina), of op een sticker aan de achterkant of onderkant van het apparaat.
- Neem bij problemen eerst contact met ons op via service@auronic.nl of via het contactformulier op www.auronic.nl.
- Na overleg met onze klantenservice kun je het product eventueel opsturen. Gebruik het retouradres dat je van ons krijgt op de retourlabel. Voeg een kopie van het aankoopbewijs toe en schrijf erbij wat het defect is en wanneer dit is ontstaan.

Belangrijk

- Verstuur het product alleen naar het opgegeven adres.
- Zorg voor een stevige verpakking.
- Gebruik geen expreszending, vrachtvervoer of speciale leveringsvormen.
- Stuur ook alle accessoires mee die bij aankoop geleverd zijn.

9. Disclaimer

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

EN – Manual

Foreword

About this document

This manual contains all the information for correct, efficient and safe use of the product. Make sure you have fully read and understood the instructions in this manual before installing or using the product. Use the product only as described and only for the purposes specified. Keep this manual for future use.

About us

Meet **Auronic**, the driving force behind your electronic experiences. Embracing the essence of innovation and functionality, Auronic brings a range of electronics that integrate seamlessly into your everyday life.

With handy stick vacuums that effortlessly clean every nook and cranny of your home, advanced dehumidifiers that ensure a fresh living environment, and smart computer accessories that increase your productivity, Auronic offers everything for technological comfort at home.

Our products are not only top quality, but also designed with an eye for style and functionality. Auronic strives for the perfect combination of contemporary innovation and quality so that everyone can enjoy the convenience of modern technology.

Check out our products at www.auronic.nl.

auronic

Table of contents

1. Safety	21
2. Introduction	26
2.1 Intended use	26
2.2 Product overview	26
2.3 Product specifications	27
2.4 Package contents	27
3. Instructions for use	28
3.1 How to use	28
3.2 Overheating protection	28
4. Troubleshooting	29
5. Maintenance and cleaning	30
5.1 Hand wash	30
5.2 Spot cleaning	30
5.3 Drying	30
5.4 Washing machine	31
6. Storage	31
7. Discarding and recycling	32
7.1 Discard	32
7.2 Electric appliance	32
8. Service and warranty	33
8.1 Terms of the warranty	33
8.2 Warranty period	33
8.3 Not covered under warranty	33
8.4 Making a claim under the warranty	34
9. Disclaimer	34

1. Safety



WARNING!

Make sure that the packaging material does not get into the hands of children. They can choke on it!



Before use, read the manual and safety information carefully. Follow the instructions and save the manual for future reference. The seller is not responsible for failure to follow safety information on the use and handling of the product or damage to property or personal injury.

	Do not stab with needles		Wash at 40°C using the fine wash program
	Do not use if folded or rolled up		Do not bleach
	Do not use under 3 years of age		Do not tumble dry
	Do not iron		Do not dry clean



DANGER

This category contains warnings for situations that could cause serious injury, damage or death if not avoided.

- Do not use the device near a bath, shower, swimming pool or (laundry) tub filled with water. Do not touch the device and power cord with wet hands.
- Do not immerse the unit, power cord or plug in water.
- To avoid electric shock, do not allow pets or small children to chew on the power cord.
- If black smoke comes out of the appliance, unplug it immediately.
- If the surface of the device is cracked, turn off the device to avoid electric shock.
- To avoid electric shock, do not use the appliance if you suspect the power cord or plug is damaged.
- Do not use an extension cord. Make sure the unit is plugged into a grounded outlet.
- Never leave the unit unattended when in use.
- Children under 3 years of age should not use this device due to their ability to react to overheating.
- The device should not be used on persons insensitive to heat.
- If burns occur, immediately run lukewarm water over the affected body part.
- Do not use the device in areas sensitive to heat. This can lead to burns!
- Prolonged use on a high setting can cause burns.





WARNING

This category contains warnings for situations that could cause injury or damage if not avoided.

- Do not use the device if you are tired, have taken medication or drank alcohol.
- Do not allow children to play with the device.
- Do not use the device near your eyes or other sensitive areas.
- If you experience pain or discomfort while using the device, stop immediately and consult your doctor.
- Consult a doctor before using the device if you have unexplained pain, are undergoing medical treatment.
- Do not use the device or consult a physician before use if you are pregnant.
- Cleaning and maintenance of the device should not be performed by children.
- Do not unplug by pulling the cord. This may cause fire or electric shock.
- Do not cover the control panel when it is on. This may cause a fire hazard, electric shock, personal injury or damage to the unit.
- Do not use the device if it is folded or creased.
- Do not use the device for more than 10 hours at a time.
- Unplug the appliance and turn it off when not in use or cleaning.
- Make sure you don't trip over the cable.
- Let the unit cool completely before folding and storing.



- If the power fails during operation, turn off the unit immediately and unplug it. 
- Do not use accessories not offered by the supplier.
- Do not disassemble the device. Leave maintenance to authorized personnel. 
- Check both power cord and plug regularly for damage. 



CAUTION

This category contains warnings that need extra attention to avoid situations that could cause minor injuries or damage.

- Use and store the device so that the cables cannot be damaged. 
- Never place the device on or over the head.
- Do not attach safety pins or sharp objects to the device. 
- Do not use the unit on an adjustable bed unless it is free lying and cannot wrinkle.
- The device is suitable for indoor use only. Outdoor use may cause damage. 
- Check for damage or wear of parts before each use and replace as necessary.
- If the device is malfunctioning or damaged, do not use it and consult customer service. 
- The device may be used by children as young as 3 years old if properly supervised.
- The device is not suitable for animals.
- Do not use the device as a substitute for medical treatment.
- The device should only be connected to a grounded 220–240V outlet. 

- Do not run the cables over tables, warm surfaces or under carpets.
- Do not tuck cables under rugs or blankets.



2. Introduction

Thank you for choosing a Auronic product! Always follow safety precautions for safe use.


2.1 Intended use

The intended use of an electric top blanket is to provide extra warmth and comfort during cold nights. This blanket is placed over existing bedding layers and warms the bed surface, allowing you to get into a pre-heated and comfortable bed. This helps save energy by reducing the need for higher room thermostat settings. The top blanket has adjustable temperature controls to select the desired heat and often includes safety systems to prevent overheating. It also offers therapeutic benefits such as pain relief and muscle relaxation.

The seller is released from liability for any injury or damage caused by the use of the product beyond its intended use. Any modification of the product may affect your safety and warranty.

2.2 Product overview

1. Top blanket
2. Power point
3. Socket plug
4. Power plug
5. Display heat mode
6. Display timer
7. Timer selection button
8. Power button
9. Heat setting selection knob
10. Power cable



2.3 Product specifications

Model number	AU1003327 / AU1003328 / AU1003329 / AU1003330 / AU1003331 / AU1003410 / AU1003411 / AU1003517 / AU1003518	AU1003332 / AU1003333 / AU1003334 / AU1003335 / AU1003336 / AU1003500 / AU1003501 / AU1003519 / AU1003520	AU1003498 / AU1003499
Dimensions	180 x 130 cm	200 x 180 cm	160 x 120 cm
Weight	2 kg	2.9 kg	2.1 kg
Tension	220–240V AC		
Power consumption in standby mode	0.26W		
Frequency	50/60Hz		
Power	160W	200W	160W

2.4 Package contents

Check that the package contents match the list below. Notify the seller if parts are missing. If the product appears damaged, immediately file a complaint with the carrier and provide the seller with a detailed description of the damage. Keep the damaged parts and packaging to substantiate your report.

- 1x Electric overblanket
- 1x Control panel
- 1x Manual

3. Instructions for use

3.1 How to use

1. Make sure the power plug is properly connected to the contact point plug on the device.
2. Plug in the power cord. The control panel screens display "C" for 1 second to perform a self-test. Then the screens go out.
3. Press and hold the power button to turn on the control panel. The unit defaults to heat setting 5 and timer time 1. The timer time is displayed in hours.
4. After a few minutes, you will feel the device begin to warm up. If you want more heat, press the heat setting selection button. Each time you press the button you increase the heat setting. Once you have reached the highest setting (9), the heat setting will decrease with each press of the button: 5-6-7-8-9-8-7-6-5-4-3-2-1-2-3-4- 5.
5. To adjust the timer time, press the timer selection button. Each time you press the button you increase the timer time by one hour. Once you reach the highest setting (9), the timer time runs backwards with each press of the button: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-8-7-6-5-4-3- 2-1. If you hold down the button, you can adjust the timer time faster.
6. To turn the device off, press and hold the power button until the screens turn off. The unit will gradually cool down.

3.2 Overheating protection

To ensure that the unit does not overheat, the unit has a safety system that causes the unit to automatically switch to heat setting 5 if you use setting 6-9 for more than 3 hours. If you still want a higher heat setting, you can manually adjust the heat setting to setting 6-9.

When the heat setting automatically switches to setting 1, it means that the device measures a higher temperature in the folded or wrinkled parts. The unit has detected this situation and automatically switches to a lower heat setting to ensure safety. It is necessary to adjust and unfold the device as much as possible. Then you can reset the heat setting to the desired setting and the unit can continue to operate normally.



Note

- Heat mode adjustments do not affect the set timer time.

4. Troubleshooting

If the following problems occur while using the product, refer to the table below to find a solution. If the problems cannot be solved using these options, please contact our customer service department.

Problem	Cause	Solution
The screen does not light up while: - the control panel is fully connected to the unit, - the plug is connected to the outlet, - the switch is on 1, 2 or 3	The safety system irreversibly disabled the device.	Please contact our customer service department.

5. Maintenance and cleaning



ATTENTION!

- Always unplug and remove the control panel from the unit by disconnecting it from the power outlet before cleaning the unit.
- The control panel should never come into contact with water or other liquids, otherwise the control panel may be damaged. Use a dry, lint-free cloth to clean the control panel. Do not use chemical or abrasive cleaners.
- Do not reconnect the control panel to the unit until the unit is completely dry, otherwise the unit may be damaged. Under no circumstances turn on the appliance to dry it, otherwise there is a danger of electric shock.

5.1 Hand wash

1. Unplug the appliance and allow it to cool completely.
2. Disconnect the plug and control panel from the unit.
3. Remove the wash label before cleaning and keep it in a safe place.
4. Wash the device by hand. Use lukewarm water and mild detergent and squeeze gently. The unit can be machine washed at 30°C with a low spin if necessary.
5. Rinse several times to rinse out all the detergent.
6. Let the device air dry, do not put the device in the dryer, do not use a hair dryer and do not iron the device.
7. Use the device only when it is completely dry again.

5.2 Spot cleaning

1. Clean the stain with a sponge using lukewarm water with a neutral wool detergent.
2. Clean the stain using a sponge with clean water.
3. Dry the device with a dry towel.

5.3 Drying

- If it is still damp after washing, unfold it completely into its original shape and lay it flat on a drying rack to dry.
- Do not attach the unit to clotheslines with clothespins or anything similar, or the unit may be damaged.

5.4 Washing machine



ATTENTION!

- Keep in mind that washing in the washing machine too often can affect its lifespan. We therefore recommend washing the unit in the washing machine no more than 5 times throughout its life.

1. Wash on wool or fine cycle in the washing machine.
2. Run the washing machine for 2 minutes at up to 30°C.
3. Allow the device to dry completely before use.

6. Storage



ATTENTION!

- Let the device cool down before folding, otherwise the device may be damaged. Do not wrinkle the unit by placing objects on it during storage.

When not in use, we recommend storing the device in its original packaging. Remove the device's control panel by disconnecting it from the power outlet before storing it.

Store the device in a dry, clean place. Do not store the device in extremely high or low temperatures.

7. Discarding and recycling

Think about the environment and contribute to a cleaner living environment! You can contact your municipality for all information on disposal options for discarded products.

7.1 Discard



At the end of its life, do not dispose of the product with normal household waste, but hand it in at a government designated collection point for recycling.



Dispose of the packaging and accessories in accordance with the environmental regulations in force in your municipality. Observe the symbols on the various packaging materials and dispose of them separately – if necessary. Packaging materials are labeled with letters and numbers: 1-7: plastic, 20-22: paper and cardboard, 80-98 composite materials.



Separate waste into glass, paper and plastic for recycling with Tri sélectif. Reduce landfill waste and conserve natural resources. Contribute to sustainability by consciously separating.

7.2 Electric appliance



This product is subject to European Directive (EU) 2012/19/EU. This directive states that at the end of its useful life, you should not dispose of this product with your normal household waste, but rather return it to a government designated collection point for recycling.

8. Service and warranty

If you need service or have a question about your product, please contact our customer service team at service@auronic.nl.

You get a 2-year warranty on this product from the date you purchased it. If the product breaks down, you are always entitled to legal protection through the seller. This warranty does not change those legal rights.

8.1 Terms of the warranty

The warranty starts on the day you bought the product. Therefore, keep the original receipt or email confirmation carefully – this is your proof of purchase. If the product breaks down within two years of purchase due to a material or manufacturing defect, we will repair or replace the product free of charge. For this you must:

- Contact our customer service department at service@auronic.nl.
- Enclose a copy of the proof of purchase.
- Briefly write down what the problem is and when it arose.

If the defect falls under warranty, you will receive the repaired or a new product back. This does not extend or restart the warranty period.

8.2 Warranty period

The warranty lasts for 2 years. This period is not extended if your product is repaired or replaced. Are there any damages or defects on the product when it is unpacked? Please report this to our customer service department immediately. Repair or replacement outside the warranty period are not free of charge.

8.3 Not covered under warranty

The product is carefully made and tested. The warranty applies only to errors in material or manufacturing. The following are not covered by the warranty:

- Parts that wear out from normal use.
- Fragile parts getting damaged.
- Damage caused by misuse, improper maintenance or if you have used the product in a manner not specified in the instructions for use.
- Use for business or commercial purposes.
- Damage caused by abuse, violence or modification by anyone other than our own service department.

Read the manual carefully and follow the instructions.

8.4 Making a claim under the warranty

Follow these steps for quick processing:

- Have the proof of purchase, item number and EAN code handy.
- You can find the part number on the product nameplate, in the user manual (at the bottom of the title page), or on a sticker on the back or bottom of the device.
- If you have any problems, please contact us first at service@auronic.nl or via the contact form at www.auronic.nl.
- After consulting with our customer service department, you can send the product to us if necessary. Please use the return address provided by us on the return label. Include a copy of the proof of purchase and write what the defect is and when it occurred.

Important

- Ship the product only to the address provided.
- Make sure the packaging is sturdy.
- Do not use express shipping, freight shipping or special forms of delivery.
- Also send all accessories that came with your purchase.

9. Disclaimer

Changes subject to change; specifications are subject to change without notice.

FR – Manuel

Avant-propos

À propos de ce document

Ce manuel contient toutes les informations nécessaires à une utilisation correcte, efficace et sûre du produit. Assurez-vous d'avoir bien lu et compris les instructions de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser le produit. N'utilisez le produit que de la manière décrite et aux fins spécifiées. Conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure.

A propos de nous

Rencontrez **Auronic**, la force motrice de vos expériences électroniques. En embrassant l'essence de l'innovation et de la fonctionnalité, Auronic propose une gamme d'appareils électroniques qui s'intègrent parfaitement dans votre vie quotidienne.

Avec des aspirateurs à manche pratiques qui nettoient sans effort tous les coins et recoins de votre maison, des déshumidificateurs avancés qui garantissent un environnement de vie frais, et des accessoires informatiques intelligents qui stimulent votre productivité, Auronic offre tout ce qu'il faut pour un confort technologique à la maison.

Nos produits sont non seulement de qualité supérieure, mais aussi conçus dans un souci de style et de fonctionnalité. Auronic s'efforce de combiner parfaitement l'innovation contemporaine et la qualité afin que chacun puisse profiter de la commodité de la technologie moderne.

Consultez nos produits sur le site www.auronic.nl.

auronic

Table des matières

1. Sécurité	37
2. Introduction	42
2.1 Utilisation prévue	42
2.2 Aperçu du produit	42
2.3 Spécifications du produit	43
2.4 Contenu de l'emballage	43
3. Mode d'emploi	44
3.1 Comment l'utiliser	44
3.2 Protection contre la surchauffe	44
4. Dépannage	45
5. Entretien et nettoyage	46
5.1 Lavage à la main	46
5.2 Nettoyage ponctuel	46
5.3 Séchage	46
5.4 Machine à laver	47
6. Stockage	47
7. Élimination et recyclage	48
7.1 Rejeter	48
7.2 Appareil électrique	48
8. Service et garantie	49
8.1 Conditions de la garantie	49
8.2 Période de garantie	49
8.3 Non couvert par la garantie	50
8.4 Faire une demande d'indemnisation au titre de la garantie	50
9. Clause de non-responsabilité	50

1. Sécurité



ATTENTION !

Veillez à ce que les matériaux d'emballage ne tombent pas entre les mains des enfants. Ils peuvent s'étouffer avec !



Lisez attentivement le manuel et les informations de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Suivez les instructions et conservez le manuel pour vous y référer ultérieurement. Le vendeur n'est pas responsable du non-respect des consignes de sécurité relatives à l'utilisation et à la manipulation du produit, ni des dommages matériels ou corporels.

	Ne pas piquer avec des aiguilles		Lavage à 40°C en cycle délicat
	Ne pas utiliser s'il est plié ou enroulé		Ne pas blanchir
	Ne pas utiliser avant 3 ans		Ne pas sécher au sèche-linge
	Ne pas repasser		Ne pas nettoyer à sec



DANGER

Cette catégorie contient des avertissements relatifs à des situations susceptibles de provoquer des blessures graves, des dommages ou la mort si elles ne sont pas évitées.

- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'une piscine ou d'un bassin (de lavage) rempli d'eau. Ne pas toucher l'appareil et le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
- Ne pas immerger l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau.
- Ne laissez pas les animaux domestiques ou les jeunes enfants mâcher le cordon d'alimentation afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Si de la fumée noire sort de l'appareil, débranchez-le immédiatement.
- Si la surface de l'appareil est fissurée, éteignez l'appareil pour éviter tout choc électrique.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas l'appareil si vous pensez que le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés.
- Ne pas utiliser de rallonge. Assurez-vous que l'appareil est connecté à une prise de terre.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas utiliser cet appareil en raison de leur capacité à réagir à la surchauffe.
- L'appareil ne doit pas être utilisé sur des personnes insensibles à la chaleur.
- En cas de brûlure, faites immédiatement couler de l'eau tiède sur la partie du corps affectée.



- N'utilisez pas l'appareil dans des zones sensibles à la chaleur. Cela peut entraîner des brûlures !
- Une utilisation prolongée sur un réglage élevé peut entraîner des brûlures.



AVERTISSEMENT

Cette catégorie contient des avertissements relatifs à des situations susceptibles de provoquer des blessures ou des dommages si elles ne sont pas évitées.

- N'utilisez pas l'appareil si vous êtes fatigué, si vous avez pris des médicaments ou si vous avez bu de l'alcool.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de vos yeux ou d'autres zones sensibles.
- Si vous ressentez une douleur ou une gêne lors de l'utilisation de l'appareil, arrêtez immédiatement et consultez votre médecin.
- Consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil si vous souffrez de douleurs inexpliquées ou si vous suivez un traitement médical.
- N'utilisez pas l'appareil ou consultez un médecin avant de l'utiliser si vous êtes enceinte.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas couvrir le panneau de contrôle lorsqu'il est allumé. Cela peut entraîner un risque d'incendie, un choc électrique, des blessures ou des dommages à l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est plié ou froissé.



- Ne pas utiliser l'appareil pendant plus de 10 heures d'affilée.
- Débranchez et éteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou nettoyé. 
- Veillez à ne pas trébucher sur le câble. 
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le plier et de le ranger.
- En cas de coupure de courant en cours de fonctionnement, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez-le. 
- Ne pas utiliser d'accessoires non proposés par le fournisseur.
- Ne pas démonter l'appareil. confier l'entretien au personnel autorisé. 
- Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation et la fiche ne sont pas endommagés. 



PRUDENCE

Cette catégorie contient des avertissements qui requièrent une attention particulière afin d'éviter des situations qui pourraient causer des blessures mineures ou des dommages.

- Utilisez et rangez l'appareil de manière à ce que les câbles ne soient pas endommagés. 
- Ne jamais placer l'appareil sur ou au-dessus de la tête.
- Ne pas fixer d'épingles à nourrice ou d'objets pointus sur l'appareil. 
- N'utilisez pas l'appareil sur un lit réglable s'il ne repose pas librement et ne peut pas se plisser.
- L'appareil ne peut être utilisé qu'à l'intérieur. L'utilisation à l'extérieur peut entraîner des dommages. 

- Avant chaque utilisation, vérifiez que les pièces ne sont pas endommagées ou usées et remplacez-les si nécessaire.
- Si l'appareil fonctionne mal ou est endommagé, ne l'utilisez pas et consultez le service clientèle.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 3 ans s'ils sont correctement surveillés.
- L'appareil ne convient pas aux animaux.
- Ne pas utiliser l'appareil comme substitut à un traitement médical.
- L'appareil ne doit être branché que sur une prise de courant de 220-240 V reliée à la terre.
- Ne pas faire passer les câbles sur des tables, des surfaces chaudes ou sous des tapis.
- Ne pas glisser les câbles sous des tapis ou des couvertures.



2. Introduction

Merci d'avoir choisi le produit Auronic! Respectez toujours les consignes de sécurité pour une utilisation sûre.


2.1 Utilisation prévue

L'utilisation prévue d'une couverture électrique est de fournir une chaleur et un confort supplémentaires pendant les nuits froides. Cette couverture est placée sur les couches de literie existantes et réchauffe la surface du lit, ce qui vous permet de vous installer dans un lit préchauffé et confortable. Cela permet d'économiser de l'énergie en réduisant la nécessité de régler le thermostat de la pièce à un niveau plus élevé. Le tapis supérieur est doté de commandes de température réglables pour sélectionner la chaleur souhaitée et comprend souvent des systèmes de sécurité pour éviter la surchauffe. Elle offre également des avantages thérapeutiques tels que le soulagement de la douleur et la relaxation musculaire.

Le vendeur est dégagé de toute responsabilité en cas de blessure ou de dommage causé par l'utilisation du produit au-delà de l'usage prévu. Toute modification du produit peut avoir une incidence sur votre sécurité et votre garantie.

2.2 Aperçu du produit

1. Couverture supérieure
2. Power point
3. Prise de courant
4. Fiche d'alimentation
5. Affichage du mode chauffage
6. Affichage de la minuterie
7. Bouton de sélection de la minuterie
8. Bouton d'alimentation
9. Cadran de réglage de la chaleur
10. Câble d'alimentation



2.3 Spécifications du produit

Numéro de modèle	AU1003327 / AU1003328 / AU1003329 / AU1003330 / AU1003331 / AU1003410 / AU1003411 / AU1003517 / AU1003518	AU1003332 / AU1003333 / AU1003334 / AU1003335 / AU1003336 / AU1003500 / AU1003501 / AU1003519 / AU1003520	AU1003498 / AU1003499
Dimensions	180 x 130 cm	200 x 180 cm	160 x 120 cm
Poids	2 kg	2,9 kg	2,1 kg
Tension	220-240V AC		
Consommation électrique en mode veille	0.26W		
Fréquence	50/60Hz		
Puissance	160W	200W	160W

2.4 Contenu de l'emballage

Vérifiez que le contenu de l'emballage correspond à la liste ci-dessous. Informez le vendeur s'il manque des pièces. Si le produit semble endommagé, déposez immédiatement une plainte auprès du transporteur et donnez au vendeur une description détaillée des dommages. Conservez les pièces endommagées et l'emballage pour étayer votre rapport.

- 1x Couverture électrique
- 1x Panneau de contrôle
- 1x Manuel

3. Mode d'emploi

3.1 Comment l'utiliser

1. Assurez-vous que la fiche d'alimentation est correctement connectée à la fiche du point de contact de l'appareil.
2. Branchez le cordon d'alimentation. Les écrans du panneau de contrôle affichent "C" pendant 1 seconde pour effectuer un auto-test. Puis les écrans s'éteignent.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer le panneau de commande. L'appareil se règle par défaut sur le réglage de chaleur 5 et la durée de la minuterie 1. La durée de la minuterie est affichée en heures.
4. Après quelques minutes, vous sentirez que l'appareil commence à chauffer. Si vous souhaitez plus de chaleur, appuyez sur la touche de sélection du réglage de la chaleur. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous augmentez le réglage de la chaleur. Une fois que vous avez atteint le réglage le plus élevé (9), la chaleur diminue à chaque pression sur le bouton : 5-6-7-8-9-8-7-6-5-3-2-1-2-3-4- 5.
5. Pour régler la durée de la minuterie, appuyez sur la touche de sélection de la minuterie. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous augmentez la durée de la minuterie d'une heure. Une fois que vous avez atteint le réglage le plus élevé (9), le temps de la minuterie s'écoule à rebours à chaque pression sur le bouton : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-8-7-6-5-4-3- 2-1. Si vous maintenez le bouton enfoncé, vous pouvez régler la durée de la minuterie plus rapidement.
6. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les écrans s'éteignent. L'appareil se refroidit progressivement.

3.2 Protection contre la surchauffe

Pour éviter que l'appareil ne surchauffe, il est doté d'un système de sécurité qui permet à l'appareil de passer automatiquement au réglage 5 si vous utilisez les réglages 6 à 9 pendant plus de 3 heures. Si vous souhaitez toujours une température plus élevée, vous pouvez régler manuellement la température entre 6 et 9.

Lorsque le réglage de la chaleur passe automatiquement au réglage 1, cela signifie que l'appareil mesure une température plus élevée dans les parties pliées ou froissées. L'appareil a détecté cette situation et passe automatiquement à une température plus basse pour garantir la sécurité. Il est nécessaire d'ajuster et de déplier le dispositif autant que possible. Vous pouvez alors remettre le réglage de la chaleur à la valeur souhaitée et l'appareil peut continuer à fonctionner normalement.

**Remarque**

- Les réglages du mode chauffage n'affectent pas la durée de la minuterie.

4. Dépannage

Si les problèmes suivants surviennent lors de l'utilisation du produit, consultez le tableau ci-dessous pour trouver une solution. Si ces options ne permettent pas de résoudre le problème, veuillez contacter notre service clientèle.

Problème	Cause	Solution
L'écran ne s'allume pas pendant : - le panneau de contrôle est entièrement connecté à l'unité, - la fiche est connectée à la prise, - le commutateur est positionné sur 1, 2 ou 3	Le système de sécurité a désactivé l'appareil de manière irréversible.	Veuillez contacter notre service clientèle.

5. Entretien et nettoyage



ATTENTION !

- Avant de procéder au nettoyage, il faut toujours débrancher et retirer le panneau de commande de l'appareil en le débranchant de la prise de courant.
- Le panneau de contrôle ne doit jamais entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides, sous peine d'être endommagé. Utilisez un chiffon sec et non pelucheux pour nettoyer le panneau de commande. Ne pas utiliser de nettoyeurs chimiques ou abrasifs.
- Ne reconnectez pas le panneau de commande à l'appareil tant que celui-ci n'est pas complètement sec, sous peine de l'endommager. N'allumez en aucun cas l'appareil pour le sécher, sinon vous risquez de vous électrocuter.

5.1 Lavage à la main

1. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement.
2. Débranchez la fiche et le panneau de commande de l'appareil.
3. Retirez l'étiquette de lavage avant le nettoyage et conservez-la en lieu sûr.
4. Laver à la main. Utilisez de l'eau tiède et un détergent doux et pressez doucement. Il peut éventuellement être lavé en machine à 30°C avec un faible essorage.
5. Rincez plusieurs fois pour éliminer tout le détergent.
6. Laissez l'appareil sécher à l'air libre, ne le mettez pas dans le sèche-linge, n'utilisez pas de sèche-cheveux et ne repassez pas l'appareil.
7. N'utilisez l'appareil que lorsqu'il est à nouveau complètement sec.

5.2 Nettoyage ponctuel

1. Nettoyer la tache avec une éponge à l'eau tiède additionnée d'un détergent neutre pour la laine.
2. Nettoyer la tache à l'aide d'une éponge et d'eau propre.
3. Sécher l'appareil avec une serviette sèche.

5.3 Séchage

- S'il est encore humide après le lavage, dépliez-le complètement pour lui redonner sa forme initiale et faites-le sécher à plat sur un étendoir.
- Ne fixez pas l'appareil à des cordes à linge à l'aide de pinces à linge ou autres, sous peine de l'endommager.

5.4 Machine à laver



ATTENTION !

- N'oubliez pas qu'un lavage trop fréquent dans la machine à laver peut nuire à sa durée de vie. Nous recommandons donc de ne pas laver l'appareil dans la machine à laver plus de 5 fois au cours de sa durée de vie.

1. Laver en machine sur laine ou cycle délicat.
2. Faites tourner le lave-linge pendant 2 minutes à une température maximale de 30°C.
3. Laissez-le sécher complètement avant de l'utiliser.

6. Stockage



ATTENTION !

- Laissez l'appareil refroidir avant de le plier, sinon il risque d'être endommagé. Ne pas froisser l'appareil en plaçant des objets dessus pendant le stockage.

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, il est recommandé de le ranger dans son emballage d'origine. Retirez le panneau de commande de l'appareil en le débranchant de la prise de courant avant de le ranger.

Conservez l'appareil dans un endroit sec et propre. Ne stockez pas l'appareil à des températures extrêmement élevées ou basses.

7. Élimination et recyclage

Pensez à l'environnement et contribuez à un cadre de vie plus propre ! Vous pouvez contacter votre mairie pour obtenir toutes les informations sur les possibilités d'élimination des produits mis au rebut.

7.1 Rejeter



En fin de vie, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte désigné par le gouvernement pour qu'il soit recyclé.



Éliminez l'emballage et les accessoires conformément à la réglementation environnementale en vigueur dans votre commune. Notez les symboles sur les différents matériaux d'emballage et éliminez-les séparément - si nécessaire. Les matériaux d'emballage sont étiquetés avec des lettres et des chiffres : 1-7 : plastique, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.



Séparer les déchets en verre, papier et plastique pour les recycler avec Tri sélectif. Réduire les déchets dans les décharges et préserver les ressources naturelles. Contribuez à la durabilité en vous séparant consciemment.

7.2 Appareil électrique



Ce produit est soumis à la directive européenne (UE) 2012/19/EU. Cette directive stipule qu'à la fin de sa durée de vie utile, vous ne devez pas jeter ce produit avec les déchets ménagers normaux, mais plutôt le retourner à un point de collecte désigné par le gouvernement en vue de son recyclage.

8. Service et garantie

Si vous avez besoin d'un service après-vente ou si vous avez une question concernant votre produit, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse suivante : service@auronic.nl.

Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Si le produit tombe en panne, vous avez toujours droit à une protection juridique par l'intermédiaire du vendeur. Cette garantie ne modifie pas ces droits légaux.

8.1 Conditions de la garantie

La garantie prend effet le jour où vous avez acheté le produit. Conservez donc l'original de la preuve d'achat ou de l'e-mail de confirmation – c'est votre preuve d'achat. Si le produit tombe en panne dans les deux ans suivant son achat en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication, nous le réparerons ou le remplacerons gratuitement. Pour cela, vous devez

- Contactez notre service clientèle à l'adresse suivante : service@auronic.nl.
- Joindre une copie de la preuve d'achat.
- Décrivez brièvement le problème et la date à laquelle il s'est posé.

Si le défaut est couvert par la garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit. Cela ne prolonge pas ou ne relance pas la période de garantie.

8.2 Période de garantie

La garantie est de 2 ans. Cette période n'est pas prolongée si votre produit est réparé ou remplacé. Le produit est-il déjà endommagé ou défectueux lors de son déballage ? Si c'est le cas, signalez-le immédiatement à notre service clientèle. La réparation ou le remplacement en dehors de la période de garantie ne sont pas gratuits.

8.3 Non couvert par la garantie

Le produit a été soigneusement fabriqué et testé. La garantie ne s'applique qu'aux défauts de matériel ou de production. Les éléments suivants ne sont pas couverts par la garantie :

- Pièces qui s'usent dans le cadre d'une utilisation normale.
- Pièces fragiles endommagées.
- Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un mauvais entretien ou si vous avez utilisé le produit d'une manière non spécifiée dans le mode d'emploi.
- Utilisation à des fins professionnelles ou commerciales.
- Les dommages dus à l'abus, à la violence ou à des modifications effectuées par d'autres personnes que notre propre service d'entretien.

Lisez attentivement le manuel et suivez les instructions.

8.4 Faire une demande d'indemnisation au titre de la garantie

Suivez les étapes suivantes pour un traitement rapide :

- Conservez la preuve d'achat, le numéro d'article et le code EAN à portée de main.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique du produit, dans le manuel d'utilisation (au bas de la page de titre) ou sur un autocollant situé à l'arrière ou au bas de l'appareil.
- En cas de problème, veuillez nous contacter d'abord à l'adresse service@auronic.nl ou via le formulaire de contact à l'adresse www.auronic.nl.
- Après avoir consulté notre service clientèle, vous pouvez nous renvoyer le produit si nécessaire. Veuillez utiliser l'adresse de retour que nous vous avons fournie sur l'étiquette de retour. Joignez une copie de la preuve d'achat et indiquez la nature du défaut et la date à laquelle il s'est produit.

Important

- N'envoyez le produit qu'à l'adresse indiquée.
- Veillez à ce que l'emballage soit solide.
- Ne pas utiliser d'envoi express, de transport de fret ou de formes spéciales de livraison.
- Envoyez également tous les accessoires qui accompagnent votre achat.

9. Clause de non-responsabilité

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

DE – Handbuch

Vorwort

Über dieses Dokument

Dieses Handbuch enthält alle Informationen für den korrekten, effizienten und sicheren Gebrauch des Produkts. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in dieser Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder benutzen. Verwenden Sie das Produkt nur wie beschrieben und nur für die angegebenen Zwecke. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Gebrauch auf.

Über uns

Lernen Sie **Auronic** kennen, die treibende Kraft hinter Ihren elektronischen Erlebnissen. Auronic steht für Innovation und Funktionalität und bietet eine Reihe von elektronischen Geräten, die sich nahtlos in Ihr tägliches Leben integrieren.

Mit praktischen Staubsaugern, die mühelos jeden Winkel Ihres Zuhauses reinigen, fortschrittlichen Luftentfeuchtern, die für ein frisches Wohnklima sorgen, und intelligentem Computerzubehör, das Ihre Produktivität steigert, bietet Auronic alles für den technischen Komfort zu Hause.

Unsere Produkte sind nicht nur von höchster Qualität, sondern auch mit einem Auge für Stil und Funktionalität entworfen. Auronic strebt nach der perfekten Kombination aus zeitgemäßer Innovation und Qualität, damit jeder den Komfort moderner Technologie genießen kann.

Informieren Sie sich über unsere Produkte unter www.auronic.nl.

auronic

Inhaltsübersicht

1. Sicherheit	53
2. Einführung	58
2.1 Verwendungszweck	58
2.2 Produktübersicht	58
2.3 Produktspezifikationen	59
2.4 Inhalt der Verpackung	59
3. Anweisungen für den Gebrauch	60
3.1 Wie zu verwenden	60
3.2 Überhitzungsschutz	60
4. Fehlersuche	61
5. Wartung und Reinigung	62
5.1 Handwäsche	62
5.2 Punktuelle Reinigung	62
5.3 Trocknen	62
5.4 Waschmaschine	63
6. Lagerung	63
7. Entsorgung und Recycling	64
7.1 Ablegen	64
7.2 Elektrisches Gerät	64
8. Service und Garantie	65
8.1 Bedingungen der Garantie	65
8.2 Gewährleistungsfrist	65
8.3 Nicht von der Garantie abgedeckt	65
8.4 Inanspruchnahme der Garantie	66
9. Haftungsausschluss	66

1. Sicherheit



WARNUNG!

Achten Sie darauf, dass das Verpackungsmaterial nicht in die Hände von Kindern gelangt. Daran können sie ersticken!



Lesen Sie das Handbuch und die Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Befolgen Sie die Anweisungen und bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Der Verkäufer haftet nicht für die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zur Verwendung und Handhabung des Produkts sowie für Sach- und Personenschäden.

	Nicht mit Nadeln stechen		Waschen bei 40°C im Schonwaschgang
	Nicht verwenden, wenn sie gefaltet oder aufgerollt sind		Nicht bleichen
	Nicht unter 3 Jahren verwenden		Nicht im Trockner trocknen
	Nicht bügeln		Nicht chemisch reinigen



GEFAHR

Diese Kategorie enthält Warnhinweise für Situationen, die zu schweren Verletzungen, Schäden oder Tod führen können, wenn sie nicht vermieden werden.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Schwimmbeckens oder eines mit Wasser gefüllten (Wasch-)Beckens. Berühren Sie das Gerät und das Netzkabel nicht mit nassen Händen. 
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Stecker nicht in Wasser. 
- Lassen Sie Haustiere oder kleine Kinder nicht auf dem Netzkabel herumkauen, um einen Stromschlag zu vermeiden. 
- Wenn schwarzer Rauch aus dem Gerät kommt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. 
- Wenn die Oberfläche des Geräts rissig ist, schalten Sie das Gerät aus, um einen Stromschlag zu vermeiden. 
- Um einen Stromschlag zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie vermuten, dass das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist. 
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Stellen Sie sicher, dass das Gerät an eine geerdete Steckdose angeschlossen ist. 
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
- Kinder unter 3 Jahren sollten dieses Gerät nicht benutzen, da sie auf Überhitzung reagieren können. 
- Das Gerät sollte nicht bei hitzeunempfindlichen Personen verwendet werden.

- Wenn es zu Verbrennungen kommt, lassen Sie sofort lauwarmes Wasser über die betroffene Körperstelle laufen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in hitzeempfindlichen Bereichen. Dies kann zu Verbrennungen führen!
- Längerer Gebrauch auf hoher Stufe kann zu Verbrennungen führen.



WARNUNG

Diese Kategorie enthält Warnhinweise für Situationen, die Verletzungen oder Schäden verursachen können, wenn sie nicht vermieden werden.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind, Medikamente eingenommen oder Alkohol getrunken haben.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe Ihrer Augen oder anderer empfindlicher Bereiche.
- Wenn Sie während der Anwendung des Geräts Schmerzen oder Unwohlsein verspüren, brechen Sie die Anwendung sofort ab und suchen Sie Ihren Arzt auf.
- Konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden, wenn Sie unerklärliche Schmerzen haben oder sich in ärztlicher Behandlung befinden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht oder konsultieren Sie vor der Benutzung einen Arzt, wenn Sie schwanger sind.
- Die Reinigung und Wartung des Geräts sollte nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose. Dies kann zu Bränden oder Stromschlägen führen.



- Decken Sie das Bedienfeld nicht ab, wenn es eingeschaltet ist. Dies kann zu Brandgefahr, elektrischem Schlag, Verletzungen oder Beschädigung des Geräts führen. 
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es gefaltet oder geknickt ist. 
- Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 10 Stunden am Stück.
- Ziehen Sie den Netzstecker und schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht benutzen oder reinigen. 
- Achten Sie darauf, dass Sie nicht über das Kabel stolpern. 
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es zusammenfalten und aufbewahren.
- Wenn während des Betriebs der Strom ausfällt, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker. 
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Lieferanten angeboten wird.
- Das Gerät darf nicht zerlegt werden. Überlassen Sie die Wartung dem autorisierten Personal. 
- Überprüfen Sie regelmäßig sowohl das Netzkabel als auch den Stecker auf Beschädigungen. 



VORSICHT

Diese Kategorie enthält Warnhinweise, die besondere Aufmerksamkeit erfordern, um Situationen zu vermeiden, die zu leichten Verletzungen oder Schäden führen können.

- Verwenden und lagern Sie das Gerät so, dass die Kabel nicht beschädigt werden können. 
- Legen Sie das Gerät niemals auf oder über den Kopf.
- Bringen Sie keine Sicherheitsnadeln oder scharfen Gegenstände am Gerät an. 

- Verwenden Sie das Gerät nicht auf einem verstellbaren Bett, es sei denn, es liegt frei und kann nicht knittern.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet. Die Verwendung im Freien kann zu Schäden führen.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob Teile beschädigt oder abgenutzt sind, und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.
- Wenn das Gerät nicht funktioniert oder beschädigt ist, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Das Gerät kann von Kindern ab 3 Jahren verwendet werden, wenn sie ordnungsgemäß beaufsichtigt werden.
- Das Gerät ist nicht für Tiere geeignet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als Ersatz für eine medizinische Behandlung.
- Das Gerät darf nur an eine geerdete 220-240-V-Steckdose angeschlossen werden.
- Verlegen Sie die Kabel nicht über Tische, warme Oberflächen oder unter Teppichen.
- Verstecken Sie die Kabel nicht unter Teppichen oder Decken.



2. Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Auronic entschieden haben! Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise für eine sichere Verwendung.


2.1 Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer elektrischen Heizdecke besteht darin, in kalten Nächten für zusätzliche Wärme und Komfort zu sorgen. Diese Decke wird über das vorhandene Bettzeug gelegt und wärmt die Liegefläche, so dass Sie in ein vorgewärmtes und bequemes Bett steigen können. Dies hilft, Energie zu sparen, da der Raumthermostat nicht mehr so hoch eingestellt werden muss. Der Oberteppich verfügt über einstellbare Temperaturregler, mit denen die gewünschte Wärme eingestellt werden kann, und umfasst häufig Sicherheitssysteme, die eine Überhitzung verhindern. Sie bietet auch therapeutische Vorteile wie Schmerzlinderung und Muskelentspannung.

Der Verkäufer ist von der Haftung für Verletzungen oder Schäden, die durch die Verwendung des Produkts über den bestimmungsgemäßen Gebrauch hinaus verursacht werden, befreit. Jegliche Änderungen am Produkt können Ihre Sicherheit und Garantie beeinträchtigen.

2.2 Produktübersicht

1. Obere Decke
2. Stromanschluss
3. Buchsenstecker
4. Netzstecker
5. Anzeige des Heizmodus
6. Timer anzeigen
7. Timer-Auswahltaste
8. Einschalttaste
9. Wärme-Einstellrad
10. Stromkabel



2.3 Produktspezifikationen

Modellnummer	AU1003327 / AU1003328 / AU1003329 / AU1003330 / AU1003331 / AU1003410 / AU1003411 / AU1003517 / AU1003518	AU1003332 / AU1003333 / AU1003334 / AU1003335 / AU1003336 / AU1003500 / AU1003501 / AU1003519 / AU1003520	AU1003498 / AU1003499
Abmessungen	180 x 130 cm	200 x 180 cm	160 x 120 cm
Gewicht	2 kg	2,9 kg	2,1 kg
Spannung	220–240V AC		
Stromverbrauch im Standby- Modus	0.26W		
Frequenz	50/60Hz		
Strom	160W	200W	160W

2.4 Inhalt der Verpackung

Überprüfen Sie, ob der Inhalt der Verpackung mit der nachstehenden Liste übereinstimmt. Informieren Sie den Verkäufer, wenn Teile fehlen. Wenn das Produkt beschädigt erscheint, reklamieren Sie es sofort beim Spediteur und geben Sie dem Verkäufer eine detaillierte Beschreibung des Schadens. Bewahren Sie die beschädigten Teile und die Verpackung auf, um Ihren Bericht zu belegen.

- 1x Elektrische Überdecke
- 1x Bedienfeld
- 1x Handbuch

3. Anweisungen für den Gebrauch

3.1 Wie zu verwenden

1. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker richtig mit dem Kontaktstellenstecker am Gerät verbunden ist.
2. Schließen Sie das Netzkabel an. Auf den Bildschirmen des Bedienfelds wird 1 Sekunde lang "C" angezeigt, um einen Selbsttest durchzuführen. Dann gehen die Bildschirme aus.
3. Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um das Bedienfeld einzuschalten. Das Gerät ist standardmäßig auf Heizstufe 5 und Timerzeit 1 eingestellt. Die Timerzeit wird in Stunden angezeigt.
4. Nach ein paar Minuten spüren Sie, wie das Gerät anfängt, sich zu erwärmen. Wenn Sie mehr Hitze wünschen, drücken Sie die Wahl taste für die Heizeinstellung. Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, erhöhen Sie die Heizstufe. Sobald Sie die höchste Einstellung (9) erreicht haben, verringert sich die Heizstufe mit jedem Tastendruck: 5-6-7-8-9-8-7-6-5-4-3-2-1-2-3-4- 5.
5. Um die Timerzeit einzustellen, drücken Sie die Timer-Auswahl taste. Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, wird die Zeit um eine Stunde verlängert. Sobald Sie die höchste Einstellung (9) erreicht haben, läuft die Zeit mit jedem Tastendruck rückwärts: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-8-7-6-5-4-3- 2-1. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, können Sie die Timerzeit schneller einstellen.
6. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis sich die Bildschirme ausschalten. Das Gerät wird allmählich abkühlen.

3.2 Überhitzungsschutz

Damit das Gerät nicht überhitzt, ist es mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, das dafür sorgt, dass das Gerät automatisch auf die Heizstufe 5 umschaltet, wenn Sie die Einstellungen 6-9 länger als 3 Stunden verwenden. Wenn Sie dennoch eine höhere Heizstufe wünschen, können Sie die Heizstufe manuell auf Stufe 6-9 einstellen.

Wenn die Wärmeeinstellung automatisch auf Einstellung 1 umschaltet, bedeutet dies, dass das Gerät eine höhere Temperatur in den gefalteten oder zerknitterten Teilen misst. Das Gerät hat diese Situation erkannt und schaltet automatisch auf eine niedrigere Heizstufe, um die Sicherheit zu gewährleisten. Es ist notwendig, das Gerät so weit wie möglich einzustellen und zu entfalten. Sie können dann die Wärmeeinstellung auf die gewünschte Einstellung zurücksetzen und das Gerät kann normal weiterarbeiten.



Hinweis

- Die Einstellung des Heizmodus hat keinen Einfluss auf die eingestellte Timerzeit.

4. Fehlersuche

Wenn die folgenden Probleme bei der Verwendung des Produkts auftreten, finden Sie in der nachstehenden Tabelle eine Lösung. Wenn sich die Probleme mit diesen Optionen nicht lösen lassen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Problem	Ursache	Lösung
Der Bildschirm leuchtet dabei nicht auf: – das Bedienfeld vollständig mit dem Gerät verbunden ist, – der Stecker mit der Steckdose verbunden ist, – der Schalter auf 1, 2 oder 3 gestellt ist	Das Sicherheitssystem hat das Gerät unwiderruflich deaktiviert.	Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice.

5. Wartung und Reinigung



ACHTUNG!

- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Stecker aus der Steckdose und nehmen Sie das Bedienfeld aus dem Gerät.
- Das Bedienfeld darf niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, da es sonst beschädigt werden kann. Verwenden Sie ein trockenes, fusselfreies Tuch, um das Bedienfeld zu reinigen. Verwenden Sie keine chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Schließen Sie das Bedienfeld erst dann wieder an das Gerät an, wenn das Gerät vollständig trocken ist, da es sonst beschädigt werden kann. Schalten Sie das Gerät auf keinen Fall zum Trocknen ein, sonst besteht die Gefahr eines Stromschlags.

5.1 Handwäsche

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts und lassen Sie es vollständig abkühlen.
2. Ziehen Sie den Stecker und das Bedienfeld vom Gerät ab.
3. Entfernen Sie das Waschetikett vor der Reinigung und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.
4. Mit der Hand waschen. Verwenden Sie lauwarmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel und drücken Sie es vorsichtig aus. Es kann möglicherweise bei 30°C mit einem niedrigen Schleudergang in der Maschine gewaschen werden.
5. Spülen Sie mehrmals nach, um das gesamte Waschmittel auszuspülen.
6. Lassen Sie das Gerät an der Luft trocknen, legen Sie es nicht in den Trockner, verwenden Sie keinen Föhn und bügeln Sie das Gerät nicht.
7. Verwenden Sie das Gerät erst, wenn es wieder vollständig trocken ist.

5.2 Punktuelle Reinigung

1. Reinigen Sie den Fleck mit einem Schwamm mit lauwarmem Wasser und einem neutralen Wollwaschmittel.
2. Reinigen Sie den Fleck mit einem Schwamm und sauberem Wasser.
3. Trocknen Sie das Gerät mit einem trockenen Handtuch ab.

5.3 Trocknen

- Wenn es nach dem Waschen noch feucht ist, falten Sie es vollständig in seine ursprüngliche Form und legen Sie es zum Trocknen flach auf ein Trockengestell.
- Befestigen Sie das Gerät nicht mit Wäscheklammern oder ähnlichem an Wäscheleinen, da das Gerät sonst beschädigt werden kann.

5.4 Waschmaschine



ACHTUNG!

- Denken Sie daran, dass zu häufiges Waschen in der Waschmaschine die Lebensdauer der Maschine beeinträchtigen kann. Wir empfehlen daher, das Gerät während seiner Lebensdauer nicht öfter als 5 Mal in der Waschmaschine zu waschen.

1. In der Waschmaschine im Woll- oder Schonwaschgang waschen.
2. Lassen Sie die Waschmaschine 2 Minuten lang bei bis zu 30°C laufen.
3. Lassen Sie es vor der Verwendung vollständig trocknen.

6. Lagerung



ACHTUNG!

- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es zusammenklappen, sonst kann es beschädigt werden. Legen Sie während der Lagerung keine Gegenstände auf das Gerät, um es nicht zu zerknittern.

Wir empfehlen, das Gerät bei Nichtgebrauch in der Originalverpackung aufzubewahren. Ziehen Sie das Bedienfeld des Geräts aus der Steckdose, bevor Sie es aufbewahren.

Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, sauberen Ort. Lagern Sie das Gerät nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.

7. Entsorgung und Recycling

Denken Sie an die Umwelt und tragen Sie zu einem sauberen Lebensraum bei! Sie können sich an Ihre Gemeindeverwaltung wenden, um alle Informationen über die Möglichkeiten der Entsorgung ausgedienter Produkte zu erhalten.

7.1 Ablegen



Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern geben Sie es bei einer staatlich anerkannten Sammelstelle zum Recycling ab.



Entsorgen Sie die Verpackung und das Zubehör in Übereinstimmung mit den in Ihrer Gemeinde geltenden Umweltvorschriften. Beachten Sie die Symbole auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie diese – falls erforderlich – getrennt. Die Verpackungsmaterialien sind mit Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet: 1–7: Kunststoff, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundmaterialien.



Trennen Sie Ihre Abfälle in Glas, Papier und Kunststoff für das Recycling mit Tri sélectif. Verringerung des Deponiemülls und Schonung der natürlichen Ressourcen. Tragen Sie zur Nachhaltigkeit bei, indem Sie sich bewusst trennen.

7.2 Elektrisches Gerät



Dieses Produkt unterliegt der Europäischen Richtlinie (EU) 2012/19/EU. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen dürfen, sondern es bei einer staatlich ausgewiesenen Sammelstelle zum Recycling abgeben müssen.

8. Service und Garantie

Wenn Sie Service benötigen oder eine Frage zu Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam unter service@auronic.nl.

Sie erhalten auf dieses Produkt eine 2-jährige Garantie ab Kaufdatum. Wenn das Produkt kaputt geht, haben Sie immer Anspruch auf Rechtsschutz durch den Verkäufer. Diese Garantie ändert nichts an diesen gesetzlichen Rechten.

8.1 Bedingungen der Garantie

Die Garantie beginnt an dem Tag, an dem Sie das Produkt gekauft haben. Bewahren Sie daher das Original des Kaufbelegs oder der E-Mail-Bestätigung auf – dies ist Ihr Kaufnachweis. Wenn das Produkt innerhalb von zwei Jahren nach dem Kauf aufgrund eines Material- oder Herstellungsfehlers kaputt geht, reparieren oder ersetzen wir das Produkt kostenlos. Das müssen Sie tun:

- Kontaktieren Sie unseren Kundendienst unter service@auronic.nl.
- Legen Sie eine Kopie des Kaufbelegs bei.
- Schreiben Sie kurz auf, worin das Problem besteht und wann es aufgetreten ist.

Wenn der Defekt unter die Garantie fällt, erhalten Sie das reparierte Produkt oder ein neues Produkt. Dadurch wird die Garantiezeit nicht verlängert oder neu gestartet.

8.2 Gewährleistungsfrist

Die Garantie gilt für 2 Jahre. Diese Frist wird nicht verlängert, wenn Ihr Produkt repariert oder ersetzt wird. Ist das Produkt bereits beim Auspacken beschädigt oder defekt? Wenn dies der Fall ist, melden Sie dies unverzüglich unserem Kundendienst. Die Reparatur oder der Austausch außerhalb der Garantiezeit ist nicht kostenlos.

8.3 Nicht von der Garantie abgedeckt

Das Produkt wurde sorgfältig hergestellt und getestet. Die Garantie gilt nur für Material- oder Produktionsfehler. Die folgenden Punkte sind von der Garantie ausgeschlossen:

- Teile, die durch normalen Gebrauch verschleifen.
- Zerbrechliche Teile beschädigt.
- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, mangelnde Wartung oder abweichende Nutzung von der Anleitung.
- Verwendung für geschäftliche oder kommerzielle Zwecke.
- Schäden, die auf Missbrauch, Gewaltanwendung oder Änderungen durch andere Personen als unsere eigene Serviceabteilung zurückzuführen sind.

Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen.

8.4 Inanspruchnahme der Garantie

Befolgen Sie diese Schritte für eine schnelle Bearbeitung:

- Halten Sie den Kaufbeleg, die Artikelnummer und den EAN-Code bereit.
- Sie finden die Teilenummer auf dem Typenschild des Geräts, im Benutzerhandbuch (unten auf der Titelseite) oder auf einem Aufkleber auf der Rückseite oder Unterseite des Geräts.
- Bei Problemen wenden Sie sich bitte zunächst an service@auronic.nl oder über das Kontaktformular auf www.auronic.nl.
- Nach Rücksprache mit unserem Kundendienst können Sie das Produkt gegebenenfalls an uns senden. Bitte verwenden Sie die von uns auf dem Rücksendetikett angegebene Adresse. Legen Sie eine Kopie des Kaufbelegs bei und schreiben Sie auf, um welchen Mangel es sich handelt und wann er aufgetreten ist.

Wichtig

- Senden Sie das Produkt nur an die angegebene Adresse.
- Vergewissern Sie sich, dass die Verpackung stabil ist.
- Verwenden Sie keine Expresssendungen, Frachttransporte oder Sonderformen der Zustellung.
- Schicken Sie auch jegliches Zubehör mit, das mit Ihrem Kauf geliefert wurde.

9. Haftungsausschluss

Änderungen vorbehalten; die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

**AU1003327 / AU1003328 / AU1003329 /
AU1003330 / AU1003331 / AU1003332 /
AU1003333 / AU1003334 / AU1003335 /
AU1003336 / AU1003410 / AU1003411 / AU1003498
/ AU1003499 / AU1003500 / AU1003501 /
AU1003517 / AU1003518 / AU1003519 / AU1003520**



LifeGoods Group B.V.

P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere (NL)

www.auronic.nl – service@auronic.nl

08.2025 – v3.0